


# Biosen シリーズ

## 消耗品・アクセサリ

### 主要消耗品

名称	外観	目的・使用法	販売単位
乳酸チップセンサー		乳酸測定用の電極一体センサー 装着後 6000 測定または 50 日有効	1 個 *クリーニング液付属
血糖チップセンサー		血糖測定用の電極一体センサー 装着後 7500 測定または 60 日有効	1 個 *クリーニング液付属
サンプル容器		サンプル血を投入し、そのまま機器にセットして測定します、サンプルの保存も可能です 1 サンプルに 1 本使用	1000 本入り 200 本入り 100 本入り *キャピラリチューブ付属
マルチ標準液		キャリブレーション用液(12mmol/L) 標準的な使用方法では 1 バッチに 1 本使用	50 本入り 25 本入り
バッファー液		サンプルの送液およびセンサーのコンディション維持	2500ml (写真左) 500ml (写真右)

### その他の消耗品・メンテナンス用品

マルチチェック液		測定感度の確認用 2、7、18mmol/L の 3 濃度 コントロールとしても使用可能です	3 濃度 x3 本のセット  *常時在庫品ではありません ご注文時は在庫確認ください
ダミーセンサー		2 チャンネル機で片側不使用情况などに チップセンサーの代わりに使用	1 個
キャピラリチューブ		サンプル血液採取用	100 本入り *通常サンプル容器に付属
ポンプチューブ		送液ポンプ用のチューブ	1 本
メンテナンスキット		サンプル吸引部の 2 部品セット	1 セット

## アクセサリ

チューブラック		<p>サンプル容器を蓋を開けた状態で建てられ、サンプル投入や測定前後の保存・運搬などに使えます。</p> <p>サンプル容器を 32 本保持できます。</p>	5 個入り (5 色セット)
キャピラリッカー		<p>キャピラリを確実・安全に保持し、手やグローブへの血液の接触を防ぎます。</p>	10 個入り  (形状・色は写真と異なる場合があります)
プリンター		<p>測定結果をプリントアウトします。</p> <p>感熱ロール紙タイプ。</p>	AC アダプタ、プリンタケーブル、感熱ロール紙 1 巻 付属
キャリングケース		<p>バイオセンは小型・軽量、頑丈な設計で遠征先等への持ち運びも可能です。</p> <p>移動時の衝撃・振動・汚れ等から機器を保護します。</p> <p><small>*あらゆる衝撃・振動等から保護するものではありません *外観・サイズ等は記載の仕様と異なる場合があります</small></p>	外寸(把手等除く) W360xD360xH320 mm 約 2kg 小物用トレイ付き



アプラン株式会社  
www.aplan-jpn.com

Tel 050-3703-1109 Fax 03-6800-3091  
Email aplan.main@gmail.com